

Esta hoja informativa le brinda instrucciones e información sobre el uso y el cuidado de su prótesis facial.

El equipo de prótesis le mostrará cómo ponerse y quitarse la prótesis. Si necesita un recordatorio, puede seguir los pasos a continuación.

## ¿Cómo me pongo la prótesis?

1. Mientras se mira en un espejo, mantenga su prótesis en la posición sin pegamento para asegurarse de tenerla en el lugar correcto.
2. Lave y seque el área de su piel donde va a colocar la prótesis.
  - a. Puede usar jabón y agua o pañitos con alcohol para la limpieza. Asegúrese de que su piel esté seca para que la prótesis se adhiera correctamente.
  - b. No use lociones, cremas o maquillaje en el área donde va la prótesis.
3. Use un hisopo para extender una capa delgada y uniforme de pegamento a lo largo del borde en la parte posterior de la prótesis. No necesita colocar pegamento en el centro.
  - a. Solo necesita una pequeña cantidad de pegamento. Si hay pegamento adicional en el hisopo, puede colocarlo en el área de su piel donde se colocará la prótesis para mayor seguridad.
  - b. Si necesita agregar más pegamento, use un hisopo nuevo. Esto mantiene su pegamento libre de gérmenes.
  - c. Si su piel está roja o presenta sangrado debajo de la prótesis, no coloque adhesivo en esa parte de la prótesis. Si presenta una úlcera por más de 2 semanas, llámenos.
  - d. Asegúrese de cerrar bien la botella de pegamento. Guárdela a temperatura ambiente. No deje que se congele.
5. Deje que el pegamento se seque hasta que quede transparente.
6. Mientras se mira en el espejo, presione la prótesis sobre su piel en el lugar adecuado. Evite mover esa parte de su rostro durante unos 10 minutos. Esto permite que el pegamento se adhiera a su piel.

Si la prótesis no permanece en su lugar, intente agregar una segunda capa de pegamento. Deje que se seque parcialmente, aproximadamente a la mitad entre blanco y transparente. Luego presione su piel nuevamente.

Su prótesis puede soltarse mientras está lejos de su hogar. Esto no es común. Pero en caso de que suceda, puede llevar con usted pegamento, pañitos con alcohol e hisopos para volver a colocar la prótesis.

Si la prótesis se afloja a menudo, llámenos. Puede ser el momento de reemplazarla.

## ¿Cómo me quito la prótesis?

1. Sostenga el borde más grueso de la prótesis. Suavemente empiece a alejarla de su piel.
2. Coloque un dedo debajo de la prótesis y, desde abajo, levántela de su piel y retírela. Esto puede evitar que la prótesis se dañe, y es mejor para la piel.

## ¿Cómo cuido la prótesis?

Puede colocar pegamento nuevo sobre capas viejas por 3 o 4 días. Después de eso, retire el pegamento viejo de su prótesis.

1. Sostenga la prótesis entre los dedos pulgar e índice, con el dedo índice en la parte posterior. Coloque un pañito con alcohol debajo de su pulgar.
2. Empuje suavemente el pegamento seco desde el centro hasta el borde de la prótesis. Formará un rollo transparente o gris a medida que avanza hacia el borde. Tenga cuidado de no estirar la prótesis.
3. La prótesis puede ensuciarse o tener un ligero olor. Si esto sucede, lávela delicadamente con jabón suave y agua tibia.

*Continúa en la página 2.*

4. Séquela suavemente con una toalla limpia. Guarde su prótesis en el estuche. Manténgala alejada de niños y mascotas.

### Consejos de cuidado de la prótesis

- El humo puede manchar y hacer que su prótesis se vuelva amarillenta. Evite fumar y respirar humo de segunda mano.
- *Si usa maquillaje con su prótesis*, use uno que no sea líquido. Use jabón y agua para quitar el maquillaje. Otros limpiadores faciales pueden evitar que su prótesis permanezca en su lugar.
- *Si se tiñe o decolora el cabello*, no use la prótesis mientras aplica el color. Lávese el cabello de 3 a 4 veces después de teñirlo antes de volver a usar la prótesis. Una pequeña cantidad de tintura o cloro puede cambiar su color de forma permanente.
- Mantenga su prótesis lejos de la tintura y el maquillaje que puede mancharla. Evite llevarla suelta en su bolsillo o bolso.
- Su prótesis no puede flotar. Recomendamos que se la quite cuando nade en aguas abiertas como lagos, ríos u océanos. Puede usar su prótesis de forma segura en piscinas.

- Los colores de su prótesis pueden desvanecerse con el tiempo. Le recomendamos que regrese una vez al año para renovar el color.
- Su prótesis durará de 2 a 2 años y medio con un uso diario. Si su prótesis se afloja con frecuencia, puede ser momento de reemplazarla.
- Si ve daños o signos de desgaste en su prótesis, llámenos para hacer una cita. Podemos repararla o reemplazarla.

Para agendar una cita u obtener más información,  
llame a  
Prótesis faciales al 801-585-0140.